



DOMAINE D'APPLICATION

Ce document s'applique aux pré-indications maladies rares.

LIEU DE RÉCEPTION

Le laboratoire de séquençage à très haut débit du LBM SeqOIA se situe au **RDC Bas du Bâtiment Ady Steg Site Broussais, rue Huguette Schwartz 75014 PARIS.**


PRÉ-REQUIS PRÉALABLES À L'ENVOI D'UN ÉCHANTILLON D'ADN

A titre exceptionnel, l'envoi d'un ADN déjà extrait impose :

1. **D'avoir obtenu un accord préalable du LBM SeqOIA (Tel : 01 71 18 40 95)**
2. **De renseigner et envoyer le formulaire spécifique de demande de prise en charge d'un ADN foetal déjà extrait (SeqOIA-PRE-DE-008)**
3. **D'utiliser des tubes FluidX™ tricolés, 0,7 mL**



L'utilisation des tubes FluidX™ est indispensable à l'identitovigilance et à l'automatisation de la plateforme SeqOIA. Ces tubes peuvent être fournis sur demande par le LBM SeqOIA (cf. références ci-dessous).

		Référence produit
Tubes FluidX™ 0,7 mL tri-codés	1 sachet de 960 tubes	68-0703-10
Rack 96 Tube FluidX™ 0,7 mL tri-codés	1 carton de 10 racks (incluant 96 tubes par rack)	68-0703-11

- L'opérateur s'assure de la concordance entre le code-barres anonyme du tube FluidX™, l'identité du patient et les informations renseignées dans le logiciel de e-prescription SPICE.
- **Il reporte le n° du code-barres du tube FluidX™ sur le formulaire de demande de prise en charge d'un ADN foetal déjà extrait dans les champs dédiés qui doivent obligatoirement accompagner l'échantillon d'ADN.**
- L'identification du tube FluidX™ doit toujours être effectuée par l'opérateur dans la même temporalité que l'aliquotage de l'échantillon d'ADN dans le tube FluidX™.
- L'opérateur s'assure de la bonne fermeture du tube FluidX™.



L'envoi de l'échantillon d'ADN fœtal peut être dissocié dans le temps de celui des prélèvements sanguins des parents.

L'envoi des prélèvements sanguins suit une instruction spécifique « SeqOIA-PRE-IT003 : Conditions d'acheminement des échantillons sanguins veineux » et doit être réalisé à température ambiante. Les prélèvements sanguins congelés ne seront pas acceptés.

ACHEMINEMENT D'UN ÉCHANTILLON D'ADN VIA LE TRANSPORTEUR J+1

Les prélèvements sanguins sont acheminés au LBM SeqOIA par le transporteur J+1, prestataire du LBM SeqOIA.

Avant tout envoi de prélèvements, vous devez vous assurer que la prescription concernée est validée dans l'outil de prescription SPICE. L'absence de validation de la prescription dans SPICE est une non-conformité bloquante qui nous empêche de réceptionner les échantillons et donc de procéder à l'extraction.

Les commandes de transport sont réalisées avec les comptes des Chargés de Parcours Génomique (CPG).

La liste des CPG ainsi que leurs coordonnées sont disponibles sur le site du laboratoire SeqOIA (*Documentation – Documents SeqOIA – Cliquez ici pour obtenir la liste des Chargés de parcours génomique*).

Si vous n'identifiez pas le CPG de votre territoire, contactez-nous à l'adresse seqoia@aphp.fr.

- Contactez le CPG ou le LBM SeqOIA au plus tôt, si possible dès que le rendez-vous de prélèvement est fixé.
- Le transport est réalisé en J+1, c'est-à-dire que la livraison a lieu le lendemain de la collecte.
- La commande de transport doit être réalisée au plus tard la veille du jour de l'enlèvement avant 19h.
- Lorsque vous contactez le CPG ou le LBM SeqOIA pour un transport, **communiquez l'ID SPICE des prélèvements de la prescription concernée par l'envoi.**
- Nous pouvons collecter des prélèvements auprès de tout type d'établissements : CHU, CH, laboratoires de ville.
- Les prélèvements du **cas index** peuvent être collectés sur le **territoire SeqOIA** (Bretagne, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Pays de la Loire).
- Les prélèvements des **apparentés** peuvent être collectés sur l'**ensemble du territoire français**.
- Pour les prélèvements des apparentés qui devront être collectés en dehors du territoire hexagonal, BioLogistic reste la société de transport en charge de collecter ces échantillons. Un devis doit être réalisé au préalable. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre contact avec le LBM SeqOIA au minimum une semaine avant la date de collecte souhaitée.

Pour toute question concernant la logistique de vos échantillons, contactez le LBM SeqOIA à l'adresse seqoia@aphp.fr. Vous ne devez en aucun cas joindre le prestataire logistique J+1, nous nous en chargeons pour vous.





I- Connexion StarService



PORTAIL COLIBRI

<https://portail.tse-medical.net>

L'accès au sous-compte StarService® vous permet de programmer des demandes de transport d'échantillons destination du LBM SeqOIA ou des centres qualifieurs/extracteurs et de les suivre.

Connectez-vous à votre sous-compte StarService à l'adresse <https://portail.tse-medical.net> à l'aide de vos identifiants.

Espace Client

Connexion

- nom utilisateur
- Mot de passe

STARSERVICE HEALTHCARE Partenaire des Professionnels de la Santé COLIBRI CERTIPHARM DEKRA

Authentification

Espace client

* Nom d'utilisateur:

* Mot de passe:

Pas encore inscrit ?
Mot de passe oublié ?

Connexion

Courbe de température

L'impression de lettre de voiture nécessite :

- Une imprimante connectée
- Adobe Reader installé

A) Saisie de commande

Sélectionnez *Commande J+1* → *Nouvelle commande*

Espace Client

Choisir

- **Commande J+ :**
pour programmer les envois futurs
- **Suivi de colis**
Pour suivre le transport des colis

STARSERVICE HEALTHCARE Partenaire des Professionnels de la Santé COLIBRI CERTIPHARM DEKRA

ACCUEIL COMMANDES J+ SUIVI DE COLIS CONTACT

Accueil

Bienvenue sur le nouvel espace client qui vous permettra d'effectuer la saisie de vos demandes d'enlèvement et de suivre le statut des colis que vous nous confiez.

COMMANDES J+ SUIVI DE COLIS

Saisie de commande

Choisir

➤ Nouvelle commande

Pour programmer une commande

The screenshot shows the STARSERVICE HEALTHCARE website. The header includes the company logo, the text 'Partenaire des Professionnels de la Santé', and logos for CERTIPHARM and DEKRA. The navigation bar has four tabs: ACCUEIL, COMMANDES J+, SUIVI DE COLIS, and CONTACT. The 'COMMANDES J+' tab is active, and a dropdown menu is open, showing 'Liste des commandes' and 'Nouvelle commande'. The main content area has a 'Bienvenue' message and two buttons: 'COMMANDES J+' and 'SUIVI DE COLIS'.

B) Mentionnez l'ID SPICE et sélectionnez la date de l'enlèvement

Vous devez dans la case « *Votre référence* », indiquer, le ou les ID SPICE concernée(s) par l'envoi. L'enlèvement a lieu **obligatoirement le lendemain du prélèvement** (du lundi au vendredi). La date de livraison se programme automatiquement en J+1. Les enlèvements réalisés le vendredi seront donc livrés le lundi.

Puis cliquez sur *Suivant*

The screenshot shows the 'Date d'enlèvement' step of the order process. The navigation bar is the same as the previous screenshot. Below the navigation bar, there is a progress bar with five steps: 1. Date d'enlèvement (highlighted), 2. Adresse enlèvement, 3. Adresse livraison, 4. Détail des colis, and 5. Confirmation. The main content area has three input fields: 'Votre référence', 'Date d'enlèvement' (with the value '11/12/2018'), and 'Date de livraison' (with the value '12/12/2018'). At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' and 'Suivant'.

C) Sélectionnez l'adresse d'enlèvement

Dans le champ *CP*, saisissez le code postal puis cliquez sur *Rechercher*.

Cliquez sur l'adresse d'enlèvement souhaitée.

Navigation: ACCUEIL | COMMANDES J+ | SUIVI DE COLIS | SUIVI DE TOURNÉE | CONTACT

Progress: 1 Date d'enlèvement | 2 Adresse enlèvement | 3 Adresse livraison | 4 Détail des colis | 5 Confirmation

Filtrer les adresses

CP: 75 Ville: Raison sociale:

Rechercher Recherche élargie

Raison sociale	Adresse	CP	Ville	Contact	Téléphone	Service
Bichat	46 rue Henri Huchard	75018	Paris	Nicolas POTE	0661598297	Anatomopathologie, Tour pri
CABINET D ANATOMIE PATHOL	28 TER RUE GUERSANT	75017	PARIS		0000000000	
CABINET DE PATHOLOGIE DEN	29 RUE DU COLISEE	75008	PARIS		0000000000	
CHNO Quinze-Vingts	28 rue de Charenton	75012	Paris	Camille ANDRIEU	0140021451	Poste de soins, Accueil Cent
Cochin	123 boulevard de Port Royal	75014	Paris	Anne JOUINOT	0670074432	Consultation d endocrinologi
Cochin	27 rue du faubourg Saint-Jacques	75014	Paris	Audrey LUPO	0158413223	Pathologie, Tumorotheque, E
Fondation Ophtalmique Adolphe c	29 rue Manin	75019	Paris	Camille ANDRIEU	0148036258	Centre de tri, RDC, Ligne vei
GHU Paris Psychiatrie et Neurosc	1 rue Cabanis	75014	Paris	Ellen Wahler	0145658261	Laboratoire de Neuropatholo
HEGP	20 rue Leblanc	75015	Paris	Manjula DEVILLE	0156095129	AGEB, 2eme etage, Pole B

1-15 of 20

Si l'adresse souhaitée n'apparaît pas, envoyez un mail à l'adresse sequoia@aphp.fr avec les informations suivantes :

- Nom de l'hôpital / du laboratoire
- Adresse postale complète
- Service
- Localisation du service dans l'établissement (Bâtiment, étage, porte...)
- Mail et téléphone d'un contact sur site
- Horaires d'ouverture
- ID SPICE de la prescription concernée par l'envoi

A la réception de ces informations, le LBM SeqOIA se charge de créer l'adresse. Un mail de confirmation vous sera ensuite adressé.

Si les informations attachées à une adresse (service, nom de contact, coordonnées téléphoniques) sont incomplètes, vous avez la possibilité de les compléter.

Dans le champ *Complément d'adresse*, saisissez les informations puis cliquez sur *Gérer*.

Ces informations seront sauvegardées pour les prochaines demandes.

Filtrer les adresses

Code Postal Ville

Rechercher

Raison sociale	Adresse	Code Postal	Ville	Contact	Téléphone	Service
BIOESTEREL	IMPASSE DES BRUYERES 2	06370	MOUANS SARTOUX		0483281009	
CBM ST ROCH	5 BD PIERRE SEMARD	06000	NICE		0492004327	BACTERIO
SELAS BIOESTEREL	130 IMPASSE DES BRUYERES	06370	MOUANS SARTOUX		0483281009	

1-3 of 3

Complément d'adresse

Gérer

Annuler **Précédent** **Suivant**

D) Sélectionnez l'adresse de livraison

Dans le champ *CP*, saisissez le code postal puis cliquez sur *Rechercher*. Cliquez sur l'adresse d'enlèvement souhaitée.

Par exemple, pour les prélèvements veineux sanguins, l'adresse de livraison est le LBM SeqOIA – rue Huguette Schwartz 75014 Paris.

ACCUEIL COMMANDES J+ SUIVI DE COLIS SUIVI DE TOURNÉE CONTACT

J+ 1 Date d'enlèvement 2 Adresse enlèvement 3 **Adresse livraison** 4 Détail des colis 5 Confirmation

Filtrer les adresses

CP Ville Raison sociale

Favoris **Ajouter aux favoris** **Rechercher** **Recherche élargie**

Raison sociale	Adresse	CP	Ville	Contact	Téléphone	Service
HEGP	20 rue Leblanc	75015	Paris	2eme etage, Pole A	0156095686	Biochimie, UF de Pharmac
Hop Robert Debre	48 boulevard Serurier	75019	Paris	Laboratoire de Genetique Mol	0140035711	Laboratoire de Genetique M
Hop Saint-Louis	1 avenue Claude Vellefaux	75010	PARIS	Hematologie Biologique, Batir	0142494198	Hematologie Biologique, Bat
Hop Trousseau	26 avenue du Dr Arnold Netter	75012	Paris	Laboratoire d hematologie, B	0144736723	Laboratoire d hematologie, E
Institut Curie - Site Paris	26 rue d Ulm	75005	Paris	Centre de Ressources Biologi	0144326010	Centre de Ressources Biologi
LBM SeqOIA	rue Huguette Schwartz	75014	Paris	Site Broussais, Batiment Ady	0171184082	Site Broussais, Batiment Ady

1-6 of 6

E) Complétez le détail des colis

The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing 'ACCUEIL', 'COMMANDES J+', 'SUIVI DE COLIS', 'SUIVI DE TOURNÉE', and 'CONTACT'. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: 'J+ > 1 Date d'enlèvement > 2 Adresse enlèvement > 3 Adresse livraison > 4 Détail des colis > 5 Confirmation'. The main form area is titled 'Détail des colis' and contains several fields and buttons. Numbered annotations are placed over the form: 1 points to the 'Emballages fournis par TSE (poolbox et diagnobox)' radio button; 2 points to the 'Température' section with radio buttons for '+5°C', '+22°C', and '-30°C', and checkboxes for 'Carboglace (-80°C)' and 'Sonde'; 3 points to the 'Prestation' dropdown menu; 4 points to the 'Diagnobag' dropdown menu; 5 points to the 'Quantité' input field; 6 points to the 'Spécificités' dropdown menu; 7 points to the 'Transport classé' dropdown menu; and 8 points to the 'Nombre de colis' input field. At the bottom of the form are buttons for 'Enregistrer comme favoris', 'Ajouter', and 'Réinitialiser'. Below the form is a table with headers: 'Température', 'Prestation', 'Diagnobag', 'Carboglace', 'Spécificités', 'Transport classé', 'Nature produit', and 'Sonde'.

[1] Cochez *Emballage fournis par TSE (poolbox et diagnobox)*

[2] *Température*

- Sélectionnez *+22°C*

[3] *Prestation* : choisissez *Poolbox 4L ou 8L* en fonction de la quantité d'échantillons

[4] *Diagnobag* : sélectionnez *Diagnobag A4*

[5] *Quantité* (de *Diagnobag*): autant que de prescriptions présentes

[6] *Spécificité* : sans

[7] *Transport classé* : Infectieux UN3373

[8] *Nombre de colis* = toujours 1. Tous les échantillons, y compris de prescriptions différentes, doivent être placés dans la même poolbox

(Une fiche sur les capacités d'emballage se trouve à la fin du document)

Vous pouvez *Enregistrer comme favoris* votre sélection afin que vos choix restent enregistrés pour vos prochaines demandes de transport.

Cliquez sur *Ajouter* pour mettre la commande dans le panier puis sur *Suivant*.

Une page récapitulant les caractéristiques de la commande apparaît. Vous avez la possibilité de modifier la commande en cliquant sur *Précédent*.
Pour valider la commande, cliquez sur *Enregistrer*.

J+ 1 Date d'enlèvement 2 Adresse enlèvement 3 Adresse livraison 4 Détail des colis 5 Confirmation

Votre référence

Date d'enlèvement Date de livraison

	Adresse enlèvement	Adresse livraison
Raison sociale	Henri Mondor	LBM SeqOIA
Adresse	1 rue Gustave Eiffel	rue Huguelle Schwartz
CP	94000	75014
Ville	Creteil	Paris
Contact	Corinne HAIOUN	Site Broussais, Batiment Ady Steg,
Téléphone	0149814154	0171184082
Service	Unité CLIPP - 8eme etage	Site Broussais, Batiment Ady Steg,
Complément d'adresse		

Température	Prestation	Diagnobag	Carboglace	Spécificités	Transport classé	Nature produit	Sonde
+22°	PB04L	BIOPO			I3373		NON

1-1 of 1

Annuler **Précédent** **Enregistrer**

Vous n'avez pas besoin d'imprimer de bordereau, le transporteur se présentera avec le sien.

II- Modification de commande

Vous avez la possibilité de modifier une course au plus tard la veille du jour d'enlèvement avant 19h.

Vous pourrez également supprimer une course créée depuis votre compte.

 **Modifier**

 **Visualiser**

 **Dupliquer**

 **Supprimer**

ACCUEIL **COMMANDES J+** SURVI DE COLIS CONTACT

Colibri - Liste des commandes J+

Filtrer les commandes

Date d'enlèvement Date de création

Numéro de commande Statut

RAZ filtre **Recherche**

N° Cde	Enl prévu le	Enlèvement	Date liv	Livraison	Statut cde
8220022	11/04/2013	LABORATOIRE DU PARC	12/04/2013	INSTITUT ALFRED FOURNIER	Enregistré

III- Suivi des colis

Vous pouvez suivre les transports créés depuis votre compte.

ACCUEIL COMMANDES J+ SUIVI DE COLIS SUIVI DE TOURNÉE CONTACT

COLIBRI

Liste des commandes
Nouvelle commande

Liste des colis

Filtrer les colis

Votre référence Date début d'enlèvement 11/01/2023 Date fin d'enlèvement 11/01/2023

N° Commande Température ☐ + 22°C ☐ + 5°C ☐ - 30°C Code client SEQOI

► Plus de critères

RAZ Filtre Recherche

N° Comm	Votre référence	Date enl	Raison : Ville d'enlève d'enl	Date liv	Raison : Ville de livrai de liv	Temp	Status de transport	Prest: ▲ Récapés	Ref coli: Ref sonde
---------	-----------------	----------	-------------------------------	----------	---------------------------------	------	---------------------	------------------	---------------------

Commandes J+ puis, Liste des commandes

Vous pouvez banaliser les dates de début et de fin d'enlèvement ou rechercher une course spécifique grâce au n° de commande.

IV- Enlèvement des prélèvements

Le contact référent ou la personne en charge de l'envoi glisse le ou les prélèvements dans les sacs Diagnobag®, les dépose dans la diagnobox puis celle-ci avec les scellées apportées par le transporteur.

Le sac Diagnobag® a deux poches distinctes :

- Dans la partie scellable insérer les prélèvements sanguins.
- Dans la poche externe insérer la feuille de prescription imprimée par le prescripteur via le logiciel de e-prescription SPICE.

Attention : L'identité concernant la prescription ne doit pas être visible.

Notes : Plusieurs prescriptions peuvent être envoyées dans le même colis, mais une seule prescription par sac Diagnobag®.

Type de sachet	Dimensions
Sachet DIAGNOBAG (avec absorbant) – A5	240 x 170 mm
Sachet DIAGNOBAG (avec absorbant) – A4	400 x 240 mm



Diagnobag A4



Diagnobag A5



Contenant de 4L apporté par le transporteur pour les prélèvements sanguins

Attention : Si le livreur se présente sans boîte, refusez de donner les prélèvements et contactez-nous pour nous signaler l'incident.

En aucun cas le livreur ne doit manipuler les prélèvements.

Le non-respect des conditions indiquées dans ce document peut conduire à l'annulation de la demande de STHD.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Se conformer aux règles d'hygiène et sécurité en vigueur et utiliser les équipements de protection individuelle qui conviennent.

Les capacité d'emballage (poolbox)

Emballages (+5°C, +22°C, -30°C)

Emballage	volume	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	
Diagnobox	2 litres	260 x 100 x 100 mm	255 x 95 x 95 mm	
Poolbox	4 litres	300 x 200 x 120 mm	285 x 160 x 92 mm	
	8 litres	300 x 200 x 170 mm	287 x 162 x 153 mm	
	15 litres	400 x 300 x 220 mm	En haut : 370x257 mm	En bas : 287x232 mm
	49 litres	600 x 400 x 320 mm	En haut : 496x356 mm	En bas : 457x318 mm

Emballages avec carboglace fournie par TSE

Emballage	volume	Dimensions extérieures	Dimensions insert	Volume utile
Poolbox	8 litres	300 x 200 x 120 mm	240 x 110 x 105 mm	2,7 litres
	15 litres	300 x 200 x 170 mm	212 x 157 x 120 mm	4,3 litres
	49 litres	400 x 300 x 220 mm	363 x 224 x 185 mm	15,5 litres

Les capacités d'emballages (tubes)

Format diagnobag	Volume des tubes						
	2ml	5ml	7ml	9ml	10ml	15ml	50ml
Diagnobag A5	50*	25	20	15	10	8	5
Diagnobag A4	200	100	85	60	50	40	25

Transports +5°C, +22°C, -30°C

Taille Poolbox/ Diagnobox	Format diagnobag	
	A5	A4
Diagnobox 2 litres	1	0
Poolbox 4 litres	2*	0
Poolbox 8 litres	4	1
Poolbox 15 litres	8	3
Poolbox 49 litres	26	8

Transports en carboglace

Taille Poolbox/ Diagnobox	Format diagnobag	
	A5	A4
Poolbox 8 litres insert 2,9 litres	1	0
Poolbox 15 litres insert 4,3	2	1
Poolbox 49 litres insert 15,5 litres	6	2

* **Exemple** : un diagnobag A5 peut contenir 50 tubes de 2 ml et 2 diagnobag A5 pleins pourront être insérés dans un Poolbx de 4 litres soit 100 tubes de 2ml